

DANIELS HEALTH

Solutions de logistique et de stockage



MAKING HEALTHCARE SAFER
SOINS DE SANTÉ PLUS SÉCURITAIRES



CHARIOTS
MOBILES ET
SUPPORTS DE
PLANCHER

Chariots Mobiles et Supports de Plancher Daniels

Facilité au point d'utilisation, conception pour la prévention des infections, plus sécuritaire pour le personnel et les patients..

La gamme de chariots mobiles et de supports de plancher Daniels garantit que les systèmes de collecte peuvent être positionnés au point de génération des déchets. La flexibilité de positionnement offerte par la gamme de produits Daniels permet de minimiser les risques, d'optimiser la ségrégation des déchets et de réduire considérablement le temps et les efforts du personnel. Tous les chariots mobiles et supports de plancher Daniels sont conçus avec un système d'emboîtement en queue d'aronde qui s'insère dans la cavité arrière de chaque collecteur Daniels, garantissant ainsi stabilité et interchangeabilité flexible entre différents accessoires et environnements de travail.



Cartsmart 1 | Permet un montage pratique, mobile et hors sol des collecteurs Sharpsmart.

Code de produit : 6000100000

Dimensions : 32.9" (H) x 17.1" (W) x 17.0" (D)

Compatibilité : Toutes les tailles Sharpsmart Regular et Access Plus.

Caractéristiques : La construction en plastique est légère, durable et facile à nettoyer.



MRI Cartsmart | Conçu pour une utilisation dans les suites IRM et toutes les applications nécessitant un équipement non magnétisé. Ce produit possède une classification MR Conditional.

Code de produit : 6006500000

Dimensions : 32.9" (H) x 17.1" (W) x 17.0" (D)

Compatibilité : Toutes les tailles Sharpsmart Regular et Access Plus.

Caractéristiques : Testé dans des environnements IRM, la construction en métal non magnétique répond aux exigences non ferromagnétiques.



Accessmart Série 64 | Permettant l'élimination sans contact des objets pointus ou des déchets mous, l'Accessmart peut également être équipé d'un support latéral pour un montage double des collecteurs S14 et S22.

Code de produit : 6005500000

Dimensions : 36.3" (H) x 18.8" (W) x 19.7" (D)

Compatibilité : Tous les collecteurs Daniels de la série 64.

Caractéristiques : Les pédales actionnées par le pied et les roues freinées permettent l'ouverture et la fermeture des collecteurs sans contact manuel.



Accessmart Série 64 – Version à fermeture douce | Conçu pour un mouvement optimisé des unités avec un mécanisme de fermeture douce réduisant les odeurs.

Code de produit : 6006500000

Dimensions : 36.3" (H) x 18.8" (W) x 19.7" (D)

Compatibilité : Tous les collecteurs Daniels de la série 64.

Caractéristiques : Le pédalier à commande au pied et les roues à freinage permettent l'ouverture et la fermeture sans contact des collecteurs.



Saviez-vous...

Toutes les accessoires Daniels sont disponibles sur www.danielshealth.ca avec une option de panier facile pour soumettre une demande de devis en ligne.



Support au sol Série S | Conçu pour un montage stable au sol des collecteurs S-Series Sharpsmart afin d'éviter basculement ou déversement.

Code de produit : 5806000000

Dimensions : 20.2" (H) x 15.0" (W) x 12.0" (D)

Compatibilité : Collecteurs S14, S22, S32 Régulier et Access Plus.

Caractéristiques : La construction en acier inoxydable et plastique est robuste et facile à nettoyer.



Support au sol S64 | Conçu pour le montage stable au sol des collecteurs de la série 64, afin d'éviter basculement ou renversement..

Code de produit : 6424007000

Dimensions : 25.3" (H) x 12.0" (W) x 14.6" (D)

Compatibilité : Tous les collecteurs Daniels de la série 64.

Caractéristiques : La construction en acier inoxydable et plastique est robuste et facile à nettoyer.



Support au sol statique – Série 64 | Élève les collecteurs de la série 64 hors du sol dans une position fixe.

Code de produit : 5811000000

Dimensions : 30.8" (H) x 16.4" (W) x 18.8" (D)

Caractéristiques : La pédale pied offre une opération sans les mains.




Support au sol dynamique – Série 64 | Surélève les conteneurs de la série 64 hors du sol, la poignée et les roues offrent une mobilité à courte distance.

Code de produit : 5810906000

Dimensions : 36.4" (H) x 16.4" (W) x 21.7" (D)

Caractéristiques : La pédale pied offre une opération sans les mains.



Trousse de pédale dynamique S64 | Ce kit transforme le support de sol statique en support de sol dynamique pour une opération sans les mains.

Code de produit : 5810806000

Caractéristiques : Comprend deux roulettes, une poignée et une feuille de instructions d'assemblage.

Avec 32 ans d'expérience dans la conduite de changements innovants dans la gestion des déchets de soins de santé à travers six pays, chez Daniels

NOUS PENSONS AUTREMENT.




MAKING HEALTHCARE SAFER
SOINS DE SANTÉ PLUS SÉCURITAIRES



Nous avons compris que la sécurité, le tri et la gestion efficace des coûts des déchets de soins de santé sont impulsés et directement influencés à l'intérieur même des murs d'un établissement clinique... alors pourquoi ne pas commencer là?

Daniels a investi des années dans la recherche et le développement microbiologiques ainsi que dans la recherche clinique afin de créer des produits qui renforcent la sécurité et l'efficacité des environnements de soins de santé. Nous ne nous contentons pas de gérer un collecteur, nous examinons comment il est monté et sécurisé, comment il positionne les déchets pour un tri optimal tout en minimisant l'encombrement dans des espaces restreints; nous analysons également comment il se déplace dans un établissement de manière presque invisible...



MOUVEMENT

Défi - Pression sur les ascenseurs de service partagés par les patients et le personnel hospitalier.


Solution - En transportant 16 collecteurs sur un chariot de livraison interne Daniels, vous pouvez réduire considérablement le temps de travail et la charge sur les ascenseurs.



SÉGRÉGATION

Défi - Atteindre une séparation efficace dans une chambre de patient.

Solution - Le chariot Accessmart de Daniels permet le montage conjoint d'un collecteur Sharpsmart et Medismart pour une séparation au point d'utilisation.



MONTAGE MURAL

Défi - Petite buanderie avec un espace limité.

Solution - Installez Wallsmart pour stocker efficacement plusieurs collecteurs.



MONTAGE SUR CHARIOT

Défi - Élimination sécurisée et efficace des médicaments dans un environnement patient.

Solution - Les supports Daniels peuvent être montés directement sur le chariot médical d'un hôpital pour déplacer en toute sécurité les collecteurs Pharmasmart d'une chambre à l'autre.



STOCKAGE EN QUAI

Défi - Empiler doublement les bacs à déchets biomédicaux est un risque pour la sécurité et occupe beaucoup d'espace sur un quai de chargement.

Solution - Les transporteurs Daniels peuvent stocker jusqu'à 45 collecteurs dans un environnement sécurisé et sans poussière, nécessitant un espace minimal.

