

Solutions IRM

IRM CONDITIONNEL. Mettre la sécurité en premier.



MAKING HEALTHCARE SAFER
SOINS DE SANTÉ PLUS SÉCURITAIRES

“ L’effet de missile ou les blessures par projectile causées par des objets ferromagnétiques attirés dans les scanners IRM à grande vitesse représentent 10 % des blessures liées à l’IRM. ”



CARTSMART IRM

Solutions de santé conçues pour **protéger les personnes**

En raison de la désactivation coûteuse et potentiellement dangereuse du magnétisme IRM, les scanners IRM sont constamment « allumés », ce qui rend l’environnement volatil pour les objets magnétiques non testés.

Les dossiers montrent que l’effet de missile ou les blessures par projectile causées par des objets ferromagnétiques attirés dans les scanners IRM à grande vitesse représentent 10 % des blessures liées à l’IRM. Dans des cas isolés, de tels projectiles ont également été la cause de décès.

Daniels Health Cartsmart IRM c’est le premier chariot de ce type conçu pour l’environnement IRM. Conditionnel IRM avec des vis et des roulettes en matériaux non ferreux, sa construction non magnétique est faite pour être utilisée avec tous les conteneurs Sharpsmart et Medismart de Daniels Health.



DIMENSIONS : 865mm (H) x 435mm (W) x 432mm (D)
CODE PRODUIT : I-120747
MATÉRIAU : Plastique LLDPE (Composants mineurs en aluminium, acier inoxydable et laiton)



Conception Conditionnelle IRM

Tous les conteneurs Sharpsmart et Medismart de Daniels Health ont été conçus selon les normes conditionnelles IRM. Testés dans des environnements IRM, la construction en métal non magnétique répond aux exigences non ferromagnétiques pour une utilisation dans un environnement IRM.

Les composants en métal des conteneurs de Daniels comprennent :

- 4 vis en acier inoxydable de la série 300 à l'arrière des conteneurs
- 2 ressorts en acier inoxydable sous le plateau de sécurité
- 2 goupilles en acier inoxydable pour le plateau

Les composants en métal du chariot MRI Cartsmart de Daniels comprennent :

- 5 vis en acier inoxydable de la série 300
- 3 inserts en aluminium
- 4 ressorts et 8 goupilles en aluminium dans les roulettes




Daniels

MAKING HEALTHCARE SAFER
SOINS DE SANTÉ PLUS SÉCURITAIRES