



# SECURE a DRUG

## Combattre la pollution pharmaceutique et les abus d'opioïdes, une infirmière à la fois.

Secure a Drug est la façon simple et responsable d'éliminer les substances contrôlées. La solution Secure a Drug neutralise les produits pharmaceutiques en seulement trois étapes, assurant la sécurité de vos patients et collègues cliniciens.

## Que peut-on mettre dans un contenant Secure a Drug ?

### PERMIS

#### Substances Contrôlées

Les exemples incluent:

- ◆ Morphine
- ◆ Dilaudid (Hydromorphone)
- ◆ Patches de Fentanyl

Les substances contrôlées seront observées et éliminées dans des contenants Secure a Drug

### NON PERMIS

- ◆ Aiguilles
- ◆ Déchets infectieux
- ◆ Médicaments listés RCRA
- ◆ Médicaments effervescents
- ◆ Flacons de médicaments



SADC211006-2



866 994 5205



WWW.SECUREADRUG.CA